



# 旋转蒸发器“RS 3001-V Food”

适用于1000和2000 ML的烧瓶

电动仰角控制. 保证质量和安全. 转速和浴温调节

## 特点

紧凑型旋转蒸发器由不锈钢AISI 304外壳组成  
经过化学处理的dur-al合金制成的电子输送系统和浴槽

转速: 20-120 rpm

浴温度范围: 不超过100 °C

外部K型探头: 不超过100 °C

接收烧瓶和蒸发器烧瓶的最大体积: 2000 ml

带进气过滤器的真空断路器

## 控制面板

1. 显示外部探头温度的数字读数

2. 显示浴温度的数字读数

3. 显示设定温度的数字读数

4&5. 浴温度调节器

6. 真空泵开关

7. 加热器浴开关

8. ON/OFF开关

9&10. 输送系统

11. 转速显示和调节



## 型号

Part no	Speed Regulation t.p.m.	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
RS 3001-V	6003001	0 to 120	26 46 45	1010 28

它配有溶液龙头, K探头, 冷却剂, 一个2000ml烧瓶, 一个1000 ml烧瓶及烧瓶配件

配件 硅油4L, 温度不超过300°C. 粘度50 mm<sup>2</sup>/s, 在25 °C条件下. 熔点318 °C. Part No. 1000027



NEW DESIGN

## 玻璃部件及配件图 备用件

