



## 色谱罐

### 应用

用于定量分析。用于通过密封上盖储存和保护板。

### 特征

由厚玻璃制成，底部平坦，边缘为圆形的磨边。实心玻璃长方形盖，光滑的底座和地面边缘的密封气罐。带把手的矩形玻璃盖，光滑的底座和地面，用于与油箱密封。

模型	Part No.	Heigh/Width/Depth mm	Nº of plates	With Lid
MINICROM	1001162	139 135 80	1	Yes
CROMACROM	1001163	240 236 118	1	Yes
MULTICROM	1001164	240 236 118	5	Yes

该模型多功能罐子有5个板槽，以保持板直立。

