



精密方形加热台“Plactronic”

可调温度范围: 环境+5 - 200 °C. 稳定性: ± 0.5 °C.

数字温度和时间控制显示. 适用于热试验 (不适用于沸腾试验)

加热台盘面涂有 P.T.F.E. 耐用防腐。

特点

数字温度 and 定时器控制, 和数字显示器 (3位数显示)。

显示分辨率: 1°C.

温度探头 Pt 100.

DUR 铝合金, 盘面涂有 P.T.F.E., 加热元件嵌入加热盘表面. 主外壳, 加热元件和保护格栅均由 AISI 304 不锈钢制成。

安全保护:

符合 EN61010. 安装过热切断装置。

最高精度



控制面板

1. 温度和时间数字显示
2. 指示灯对应显示的参数(温度或时间)
3. 可视化参数选择按钮
4. 按下按钮增加参数值
5. 按下按钮减少参数值
6. start and stop 启动/停止按钮
7. 如加热台温度过高, 红色LED亮



型号

Part No.	Width / Depth (plate) cm		Height / Width / Depth (exterior) cm			Power W	Weight Kg
6155100	24	24	13	25	42	700	7.5
6156100	20	40	13	22	57	800	8
6157100	25	60	13	27	77	1000	16.5