



完全分子蒸馏器“DM-2” 带加热和冷却系统



应用

大麻素的分离
对热敏感的化合物的热分离. 有机合成材料纯化
生物提取液中有效成分的分离. 工业废物的回收利用
消除食品工业中的有毒物质. 有机化合物脱色和异味消除

特点

低压下操作
停留时间短
高蒸发率
蒸发器壁积垢
无需润滑油、阀门和接头的磁性密封轴承
非常适合热敏材料
工作温度: 最高为200/300°C
冷操作温度: -30 °C
电气要求: 220V / 50-60Hz
发动机功率: 120 W

标准设备

- 1. 带手动进料阀的夹套进料瓶
- 2. 磁力驱动搅拌器
- 3. 带有内部冷凝器的玻璃水箱
- 4. 干冰和冷冰虹吸管
- 5. 用于夹套进料容器加热循环器
- 6. 用于镀玻璃槽的加热循环器 (-30°C)
- 7. 内部冷凝器的加热/冷却循环器 (< 5 pa.)
- 8. 真空泵
- 9. 控制系统
- 10. 接收烧瓶 (蒸馏的和残留的)

型号

Part No.	Barrel diameter liters	Feeding alimentación (g / hr)	Final Yield liters	Max speed rpm	Supply Voltage	Distillate receiver bottle	Waste receiving the flask	Effective Area
1001962	100	750-1500	3-8	0 a 500	220v/50-60 Hz	2	2	0.15
1001963	150	1500-3000	6-15	0 a 500	220v/50-60 Hz	3	3	0.24

根据需要, 提供具有其他产品/性能的设备