



蒸馏器“D-4 Large”和“D-10 Large”

蒸馏量: 4L /小时和 10L/小时.

特点

完全由硼硅酸盐玻璃制成的设备.

自动操作.

连续生产高纯度蒸馏水, 不含溶解气体、金属、盐和热原。螺旋供暖系统.

双重安全系统:

1由一个恒温器, 在缺水的情况下关闭加热器。2在加热元件被水覆盖之前避免计算机工作的水位装置

控制面板

电源开关.

缺水指示灯.

型号

PartNo.	Distillation capacity/h	Water consumption/l/min	Conductivity at 20°C	Height /Width /Depth (exterior)cm	Power W	Weight Kg
4903001	4	1	2 μs/cm	69 28 30	3000	6,3
4903015	10	2	1,5 μS/cm	96 36 40	6600	23

